



Technical File für/Fiche technique pour 42011 - 42041

Artikelnummer/Référence	42011 - 42041				
Bezeichnung/Désignation	Halskragen Collier cervical «Minerve»				
Beschreibung/Description	Halskragen mit Klettverschluss und auswechselbarem Ersatztrickotschlauch, verstellbar von 36 – 60 cm Collier cervical avec fermeture velcro et tricot tubulaire de rechange, ajustable de 36 – 60 cm				
Eigenschaften/Propriétés	Der Trickotschlauch aus 100 % Baumwolle sorgt für angenehmen Tragkomfort Le tricot tubulaire en 100% coton assure un ajustement confortable				
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. stérile simple</i> <i>emb. stérile double</i>				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Schaumstoff, Latexfrei 100 % mousse, sans latex				
Farbe/colour	Blau bleu				
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Ref.	Grösse/ Taille	Länge/Longueur/ Breite/Largeur.	Ø	GTIN
	42011	Small	45 x 8 – 10 cm	3 cm	7640160162847
	42021	Medium	50 x 10 – 12 cm	3 cm	7640160162854
	42031	Large	53 x 10 – 12 cm	3 cm	7640160162861
	42041	X-Large	60 x 10 – 12 cm	3 cm	7640160162878
Gewicht/Poids	Small = 72 g, Medium = 81 g, Large = 113 g, X-Large = 124 g				
Reinigung/Nettoyage	Handwäsche bis 30°C, immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen, nicht im Tumbler trocknen. Nicht bügeln. Lavable à la main jusqu'à 30°C ; fermer toujours tous les velcros avant lavage, sécher à l'aire libre, Ne pas repasser.				



Verpackung/Emballage	Karton à 1 Stück/ carton de 1 pièce						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Intex SA ES-Andoain						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-05-90						
Mi-Gel-Code/ Code Lima	05.12.01.00.1						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Nach Operationen an der Halswirbelsäule und Traumata Après une opération sur le rachis cervicale et un traumatisme						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 °C Stocker au sec, entre 8 et 30°C						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui			<input type="checkbox"/> Nein/Non			
	pro Patient/ par patient						
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma			<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur	
Haltbarkeit/Durabilité	10 Jahre nach Herstellungsdatum 10 ans après date de production						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000						

