



**Technical File für Forni-Beinschienen/Attelles de genou Ref: 50001 - 50005**

<b>Artikelnummer/ Référence</b>	<b>50001 - 50005</b>
<b>Bezeichnung/ Désignation</b>	<b>Forni-Beinschiene, gerade Forni-Attelles pour genou, droite</b>
<b>Beschreibung/ Description</b>	<b>Beinschienen</b> mit je zwei herausnehmbaren Aluschienen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. <b>Attelles pour le genou</b> avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. En plus chaque attelle a une bandelette d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace.
<b>Eigenschaften/ Propriétés</b>	Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter
<b>Sterilität/ Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt non stérile emb. simple stérile emb. double stérile
<b>Material/ Zusammensetzung Matériel/ Composition</b>	Innenmaterial 100 % Baumwolle Aussenmaterial 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei Intérieur 100 % coton Extérieur 100 % polyester, sans latex- et DEHP-free
<b>Farbe/ Couleur</b>	Blau/ bleu
<b>Verpackung/ Emballage</b>	Beutel à 1 Stück/ sachet de 1 pièce
<b>Markierung/ Marquage</b>	CE



<b>Masse / Kapazität</b> <i>Dimensions/ Capacité</i> <b>GTIN</b>	<b>Ref</b>	<b>Grösse/ Taille</b>	<b>Masse/ Neigung</b> <i>Mesures / inclinaison</i>	<b>GTIN</b>	<b>Gewicht/ poids</b>		
	50001	XS	50 cm / 0°	7640160163615	508 gr		
	50002	S	50 cm / 0°	7640160163622	523 gr		
	50003	M	50 cm / 0°	7640160163639	540 gr		
	50004	L	50 cm / 0°	7640160163646	591 gr		
	50005	XL	50 cm / 0°	7640160163653	690 gr		
<b>Reinigung/ Nettoyage</b>	Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage.						
<b>Lieferant / Hersteller</b> <i>Fournisseur/ Fabricant</i>	Forni Medical GmbH, CH-9214 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-20-02-04						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	05.04.05.00.1						
<b>GMDN N°</b>	41065						
<b>Enthält/ Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
<b>Bioburden-Test vorhanden</b> <i>Test charge microbienne disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non				
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus Recommandé après interventions post-opératoires, ligament et ménisque						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C Stocker au sec, entre 8 et 30°C						
<b>Einwegprodukt</b> <i>Produit d'usage unique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, pro Patient		<input type="checkbox"/> Nein/ non				
	<input checked="" type="checkbox"/> Oui, par patient						
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non				
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen		<input type="checkbox"/> Dampf/ vapeur		
<b>Haltbarkeit/ Durabilité</b>	5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après date de production						
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000						



