



**Technical File für Forni-Beinschienen/ Attelles de genou Ref: 50001.S – 50005.S**

<b>Artikelnummer/ Référence</b>	<b>50001.S – 50005.S</b>
<b>Bezeichnung/ Désignation</b>	<b>Forni-Beinschiene, gerade, mit Silikon Forni-Attelle pour le genou, droite, avec silicone</b>
<b>Beschreibung/ Description</b>	<p><b>Beinschiene</b> mit je zwei herausnehmbaren Aluschienen auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zwei eingenähte Silikonstreifen auf der Frottée-Innenseite verhindern das Abrutschen der Beinschiene. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient.</p> <p><b>Attelle pour le genou</b> avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. Deux bandelettes en silicone cousues sur la partie frottée évitent le glissement de l'attelle. En plus chaque attelle a une bandelette velours d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace.</p>
<b>Eigenschaften/ Propriétés</b>	<p>Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort, rutscht nicht, dank der Silikonstreifen</p> <p>A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter ; ne glisse pas, grâce aux bandelettes de silicone</p>
<b>Achtung</b>	Die rutschfesten Knieschienen nicht direkt auf der Haut verwenden. Verbrennungsgefahr! Hosen, Leggings, Trainingsanzug oder einen Trikotstrumpf darunterziehen.





<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C Stocker au sec, entre 8 et 30°C
<b>Einwegprodukt</b> <i>Produit d'usage unique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, pro Patient <input type="checkbox"/> Nein/ non <input checked="" type="checkbox"/> Oui, par patient
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen <input type="checkbox"/> Dampf/ vapeur
<b>Haltbarkeit/ Durabilité</b>	5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après date de production
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000

