



Technical File für Forni-Beinschienen/ Attelles de genou Ref: 50026 – 50070

Artikelnummer/ Référence	50026 – 50070
Bezeichnung/ Désignation	Forni-Beinschiene, 3-teilig, gerade Forni-Attelle pour le genou, en 3 parties, droites
Beschreibung/ Description	Beinschiene mit je einer herausnehmbaren Aluschien auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2 x 40 cm, bzw. 2 x 20 cm (bei 50026 u 50036) langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. Attelle pour le genou avec une attelle enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. En plus chaque attelle a une bandelette velours d'environ 2 x 40 cm soit 2 x 20 cm (vers 50026 et 50036) pour la fixation d'une poche de glace.
Eigenschaften/ Propriétés	Leicht anzuziehen, mit 6 bzw. 4 (bei 50026) verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort A mettre facilement, ajustable avec 6 soit 4 (vers 50026) fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter
Sterilität/ Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt non stérile emb. simple stérile emb. double stérile
Material/ Zusammensetzung <i>Matériel/ Composition</i>	Innenmaterial: 100 % Baumwolle und zwei Streifen aus 100 % Silikon Aussenmaterial: 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei Matériel intérieur : 100 % coton et 2 bandes en 100 % silicone Matériel extérieur : 100 % polyester, sans latex et DEHP-free
Farbe/ Couleur	Blau/ bleu
Verpackung/ Emballage	Beutel à 1 Stück/ sachet de 1 pièce
Markierung/ Marquage	CE



Masse / Kapazität <i>Dimensions/ Capacité</i> GTIN	Ref	Grösse/ Taille	Masse/ Neigung <i>Mesures / flexion</i>	GTIN	Gewicht/ poids		
	50026	Kinder/Enfant	26 cm / 0°	7640160163660	250 gr		
	50036	Kinder/Enfant	36 cm / 0°	7640160163677	330 gr		
	50050	Uni	50 cm / 0°	7640160163684	510 gr		
	50058	Uni	58 cm / 0°	7640160163707	700 gr		
	50070	Uni	70 cm / 0°	7640160163721	800 gr		
Reinigung/ Nettoyage	Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage.						
Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur/ Fabricant</i>	Forni Medical GmbH, CH-9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-02-04						
Mi-Gel Code/ Code Lima	05.04.05.00.1						
GMDN N°	41065						
Enthält/ Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden <i>Test charge microbienne disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus Recommandé dans la phase post-opératoire, déchirure des ligaments et ménisque						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C Stocker au sec, entre 8 et 30°C						
Einwegprodukt <i>Produit d'usage unique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, pro Patient		<input type="checkbox"/> Nein/ non				
	<input checked="" type="checkbox"/> Oui, par patient						
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non				
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen		<input type="checkbox"/> Dampf/ vapeur		
Haltbarkeit/ Durabilité	5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après date de production						
Zolltarifnummer	9021.1000						



Numéro tarifaire douanier	
---------------------------	--