



Technical File für Forni-Beinschienen Ref: 50200 - 50205

| | |
|--|--|
| Artikelnummer/ Référence | 50200 - 50205 |
| Bezeichnung/ Désignation | Forni-Beinschiene, gebogen 20° Forni-Attelles pour le genou, avec flexion 20 ° |
| Beschreibung/ Description | Beinschiene mit je zwei herausnehmbaren Aluschiene auf jeder Seite und eine auf der Beinrückseite, sowie diversen Klettverschlüssen. Zusätzlich verfügt jede Beinschiene über ein 2.5 x 50 cm langes, schmales Band, das zur Fixierung eines Kühlbeutels dient. Attelles pour le genou avec deux attelles enlevables en aluminium de chaque côté, ainsi qu'une à l'arrière de la jambe et différentes fermetures velcro. En plus chaque attelle a une bandelette d'environ 2.5 x 50 cm pour la fixation d'une poche de glace. |
| Eigenschaften/ Propriétés | Leicht anzuziehen, mit 6 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; beidseitig verwendbar; angenehmer Tragkomfort A mettre facilement, ajustable avec 6 fermetures velcro, facile à fermer et ajuster; utilisable pour les deux côtés ; agréable à porter |
| Sterilität/ Stérilité | <input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt non stérile emb. simple stérile emb. double stérile |
| Material/ Zusammensetzung Matériel/ Composition | Innenmaterial: 100 % Baumwolle Aussenmaterial: 100 % Polyester, Latex- und PHT-frei Matériel intérieur : 100 % coton Matériel eextérieur : 100 % polyester, sans latex et DEHP-free |
| Farbe/ Couleur | Blau/ bleu |
| Verpackung/ Emballage | Beutel à 1 Stück/ sachet de 1 pièce |
| Markierung/ Marquage | CE |



| Masse / Kapazität <i>Dimensions/ Capacité</i> GTIN | Ref | Grösse/ Taille | Masse/ Neigung <i>Mesures / flexion</i> | GTIN | Gewicht/ poids | | |
|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | 50200 | XXS | 50 cm / 20° | 7640160163738 | 489 gr | | |
| | 50201 | M | 50 cm / 20° | 7640160163745 | 494 gr | | |
| | 50202 | S | 50 cm / 20° | 7640160163752 | 524 gr | | |
| | 50203 | M | 50 cm / 20° | 7640160163769 | 543 gr | | |
| | 50204 | L | 50 cm / 20° | 7640160163776 | 587 gr | | |
| | 50205 | XL | 50 cm / 20° | 7640160163783 | 573 gr | | |
| Reinigung/ Nettoyage | Waschbar bei 30°C, nicht im Tumbler trocknen. Immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen und die Aluminiumschienen entfernen. Lavable à 30°C, sécher à l'air libre, fermer toujours tous les velcros et enlever les attelles alu avant le lavage. | | | | | | |
| Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur/ Fabricant</i> | Forni Medical GmbH, CH-9214 Kradolf | | | | | | |
| Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i> | <input checked="" type="checkbox"/> I | <input type="checkbox"/> Im | <input type="checkbox"/> Is | <input type="checkbox"/> Ir | <input type="checkbox"/> IIa | <input type="checkbox"/> IIb | <input type="checkbox"/> III |
| e-class | 34-20-02-04 | | | | | | |
| Mi-Gel Code/ Code Lima | 05.04.05.00.1 | | | | | | |
| GMDN N° | 41065 | | | | | | |
| Enthält/ Contient | <input type="checkbox"/> Latex | | <input type="checkbox"/> DEHP | | | | |
| Bioburden-Test vorhanden <i>Test charge microbienne disponible</i> | <input type="checkbox"/> Ja/ oui | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non | | | | |
| Notified Body / Nr. | n/a | | | | | | |
| Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i> | Empfohlen nach operativen Eingriffen, Bänderriss und Meniskus Recommandé après interventions post-opératoires, ligament et ménisque | | | | | | |
| Anwender <i>Utilisateur</i> | Medizinisches Fachpersonal Personnel médical | | | | | | |
| Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i> | Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C Stocker au sec, entre 8 et 30°C | | | | | | |
| Einwegprodukt <i>Produit d'usage unique</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Ja, pro Patient | | <input type="checkbox"/> Nein/ non | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Oui, par patient | | | | | | |
| Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i> | <input type="checkbox"/> Ja/ oui | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non | | | | |
| Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i> | <input type="checkbox"/> EO | | <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen | | <input type="checkbox"/> Dampf/ vapeur | | |
| Haltbarkeit/ Durabilité | 5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après date de production | | | | | | |
| Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i> | 9021.1000 | | | | | | |



