

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| Reinigung/ Nettoyage | Handwäsche bis 30°C, immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen, nicht im Tumbler trocknen. Lavable à la main jusqu'à 30°C ; fermer toujours tous les velcros avant lavage, sécher à l'aire libre | | | | | | |
| Verpackung/ Emballage | Karton à 1 Stück/ carton de 1 pièce | | | | | | |
| Markierung/ Marquage | CE | | | | | | |
| Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur/ Fabricant</i> | Intex SA ES-Andoain | | | | | | |
| Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i> | <input checked="" type="checkbox"/> I | <input type="checkbox"/> Im | <input type="checkbox"/> Is | <input type="checkbox"/> Ir | <input type="checkbox"/> IIa | <input type="checkbox"/> IIb | <input type="checkbox"/> III |
| e-class | 34-20-05-03 | | | | | | |
| Mi-Gel Code/ Code Lima | n/a | | | | | | |
| Enthält/ Contient | <input checked="" type="checkbox"/> Latex | | | <input type="checkbox"/> DEHP | | | |
| Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i> | <input type="checkbox"/> Ja/ oui | | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non | | | |
| Notified Body / Nr. | n/a | | | | | | |
| Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i> | Empfohlen bei eingegipstem Fuss oder nach operativen Eingriffen Recommandé après interventions post-opératoires ou pied plâtre | | | | | | |
| Anwender <i>Utilisateur</i> | Medizinisches Fachpersonal Personnel médical | | | | | | |
| Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i> | Trocken lagern, zwischen 8 und 30 ° C Stocker au sec, entre 8 et 30°C | | | | | | |
| Einwegprodukt <i>Produit d'usage unique</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Ja/ oui | | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non pro Patient/ par patient | | | |
| Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i> | <input type="checkbox"/> Ja/ oui | | | <input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non | | | |
| Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i> | <input type="checkbox"/> EO | | <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen | | <input type="checkbox"/> Dampf/ vapeur | | |
| Haltbarkeit/ Durabilité | 5 Jahre nach Herstellungsdatum 5 ans après date de production | | | | | | |
| Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i> | 9021.1000 | | | | | | |

