



**Technical File für Forni-Gehgipsschuhe Ref: 55123 - 55127**

<b>Artikelnummer/ Référance</b>	55123 - 55127, Detailaufstellung siehe Masse Détailles ; voir tableau ci-dessous				
<b>Bezeichnung/ Désignation</b>	Gehgipsschuh Soulier de marche				
<b>Beschreibung/ Description</b>	<b>Gehgipsschuh aus Jeans, blau</b> <b>Soulier de marche en jeans, bleu</b>				
<b>Eigenschaften/ Propriétés</b>	Leicht anzuziehen, mit 3 verstellbaren Klettverschlüssen leicht zu schliessen, regulierbar; Innensohle mit Jeans überzogen, wasserdichte Antirutschsohle, beidseitig verwendbar A mettre facilement, ajustable avec 3 fermetures velcro, semelle intérieure recouvert de matière jeans, semelle anti-glisse et imperméable, utilisable pour les deux côtés				
<b>Sterilität/ Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt non stérile                                      emb. simple stérile                                      emb. double stérile				
<b>Material/ Zusammensetzung</b> <i>Matériel/ Composition</i>	Jeans = 100 % Baumwolle ; Sohle aus Vinyl-Ethylen-Azetat und vulkanisiertem Kautschuk Jeans = 100 % coton ; semelle de vinyle éthylénique-acétate et caoutchouc vulcanisé				
<b>Farbe/ Couleur</b>	Blau/ bleu				
<b>Masse / Kapazität</b> <i>Dimensions/ Capacité</i> <b>GTIN</b>	<b>Ref</b>	<b>Grösse/ Taille</b>	<b>Sohlenmasse/ Mesures soulier</b>	<b>GTIN</b>	<b>Gewicht/ poids</b>
	55123	S	23 x 10.5 x 2.5 cm	7640160164414	185 gr
	55125	M	25 x 11.5 x 2.5 cm	7640160164421	240 gr
	55127	L	27 x 12.5 x 2.5 cm	7640160164438	296 gr
<b>Reinigung/ Nettoyage</b>	Handwäsche bis 30°C, immer alle Velcros vor dem Waschen schliessen, nicht im Tumbler trocknen. Lavable à la main jusqu'à 30°C ; fermer toujours tous les velcros avant lavage, sécher à l'aire libre				
<b>Verpackung/ Emballage</b>	Karton à 1 Stück/ carton de 1 pièce				



<b>Markierung/ Marquage</b>	CE						
<b>Lieferant / Hersteller</b> <i>Fournisseur/ Fabricant</i>	Intex SA ES-Andoain						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-20-05-03						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	n/a						
<b>Enthält/ Contient</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Latex			<input type="checkbox"/> DEHP			
<b>Bioburden-Test vorhanden</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non			
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Empfohlen bei eingegipstem Fuss oder nach operativen Eingriffen, auch bei Hallux anwendbar Recommandé après interventions post-opératoires ou pied plâtré et hallux						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 8 und 30 °C Stocker au sec, entre 8 et 30°C						
<b>Einwegprodukt</b> <i>Produit d'usage unique</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non pro Patient/ par patient			
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/ oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/ non			
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen		<input type="checkbox"/> Dampf/ vapeur		
<b>Haltbarkeit/ Durabilité</b>	10 Jahre nach Herstellungsdatum 10 ans après date de production						
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.1000						

