



Technical File für/Fiche technique pour 70021

Artikelnummer/Référence	70021
Bezeichnung/Désignation	Mundschutzmasken Typ FFP2 Masques de protection type FFP2
Beschreibung/Description	Mundschutzmaske Typ FFP2 , Modell A9507 ohne Zusatzventil, weiss mit 2 Gummibändern für über den Kopf, biegbares Aluminium-Nasenband Masque de protection type FFP2 , modèle A9507 sans valve supplémentaire, blanc avec 2 élastiques à passer par derrière de la tête, et band au niveau du nez flexible en aluminium
Eigenschaften/Propriétés	Nach Standard EN149:2001+A1:2009 2 Gummibänder für über den Kopf, latexfrei, Typ FFP2 97 % BRF Selon standard EN149:2001+A1:2009 2 élastiques qui passent derrière la tête, sans latex, type FFP2 97 % BRF
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non sterile</i> <i>emb. Simple sterile</i> <i>emb. Double stérile</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	70 % Spinnvlies und 30 % Meltblown Filterpapier, Latex- und glasfaserfrei 70 % de papier filé-lié et 30 % de papier filtre soufflé à l'état fondu, sans latex ni fibre de verre
Farbe/Couleur	Weiss/ blanc
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	17.5 x 9.5 cm
Gewicht/Poids	133 g/ Beutel/ sachet
Reinigung/Nettoyage	n/a
Verpackung/Emballage	Beutel à 20 Stück/ Karton à 1000 Stück Boîte de 20 pièces/ Carton de 1000 pièces
Markierung/Marquage	CE 2834



Lieferant / Fournisseur Hersteller / Fabricant	Forni medical gmbh – CH-9214 Kradolf/ Jingzhou strong sciences & Technology Development Co. & Ltd. CN-Jingzhou City						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-15-01-02						
GMDN	35117						
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160168603 (Beutel/ sachet à 20 Stk./ pcs)						
GTIN Ebene 2/ niveau 2	n/a						
GTIN Ebene 3/ niveau 3	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	<p>Die Masken werden über Mund und Nase getragen, um eine Übertragung von Organismen über die Luft während eines Eingriffs oder einer Untersuchung zu vermeiden. Dient auch zur Prävention, vor Ansteckungsgefahr bei Infektionen und sonstigen Krankheiten für Jedermann.</p> <p>Les masques sont portés par-dessus de la bouche et le nez pour éviter la transmission d'organismes dans l'air lors d'une opération ou d'un examen. Sert également à prévenir le risque d'infection et d'autres maladies pour tout le monde.</p>						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal und Endverbraucher, alle Personnel médical et consommateur finale, tout le monde						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern (8 – 30 °C); vor direkter Sonneneinstrahlung schützen – Feuchtigkeit max. 60 % Garder au frais et au sec (8 – 30 °C) ; protéger de la pénétration du soleil directe – humidité max : 60 %						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur						
Haltbarkeit/ <i>Durabilité</i>	3 Jahre ab Produktionsdatum 3 ans après date de production						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6307.9099						

