



Technical File für/Fiche technique pour Schutzbrille/ lunette de protection

Artikelnummer/Référence	Ref: 70100						
Bezeichnung/Désignation	Schutzbrille nach EN 166 Lunette de protection selon EN 166						
Beschreibung/Description	Schutzbrille nach EN 166, seitlich geschlossen, durchsichtig, nach Desinfektion wiederverwendbar, Modell 186 Lunette de protection selon EN 166, fermée de côté, transparente, usage multiple après désinfection, model 186						
Eigenschaften/Propriétés	Schützt u.a. vor Tröpfchen, Spritzer und Staub Protège entre autres contre éclaboussement et poussière						
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	Kunststoff Matière plastique						
Farbe/Couleur	Durchsichtig/ transparente						
Masse Dimension	Breite/ Largeur 160 mm Höhe/ hauteur 56 mm Brillenbügel-Länge/ longueur branche de lunettes 130 mm						
Gewicht/Poids	Stück/ pièce 30 gr						
Reinigung/Nettoyage	Mit Wasser, Flüssigseife oder Desinfektionsmittel Avec de l'eau et du savon ou produit désinfectant						
Verpackung/Emballage	Beutel à 1 Stück/ Sachet de 1 pièce						
Markierung/Marquage	CE						
Norm	EN 166:2001						
Lieferant / Hersteller Fournisseur / Fabricant	Linyi Yuanyuan Protective Articles Co. Ltd. CN-Shandong Province						
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	40-01-15-08						
Mi-Gel Code/ Code Lima	n/a						
GMDN N°	38884						
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160168467 (Stück/ pièce)						
GTIN Ebene 2/ niveau 2	7640160168481 (Schachtel/ boîte à 10 Stück/pièces)						



GTIN Ebene 3/ niveau 3	n/a
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Notified Body / Nr.	n/a
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Augen einer Person. Schützt auch vor optischen Strahlen, Tröpfchen und Spritzer, Staub, elektrischen Kurzschlüssen, etc. Dispositif de protection personnelle destiné pour protéger les yeux contre les rayonnements primaire et diffus associés aux interventions médicales et dentaires, protège aussi contre maladie par voie aérienne ou directe, éclaboussement, poussière, courant dans le court-circuit.
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par du personnel médical
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern Conserver au sec et frais
Einwegprodukt/ <i>Produit jetable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	Solange die Brille intakt ist und keine zu grossen Kratzer aufweist Tant que la lunette est en tact et n'a pas d'égratignures trop graves
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9004.9000

