



Technical File für/Fiche technique pour *Schutzkittel/ Blouse de protection*

Artikelnummer/Référence	70200
Bezeichnung/Désignation	Einweg-Schutzkittel/ Blouse de protection à usage unique
Beschreibung/Description	Schutzkittel zum Einmalgebrauch (Isolationskittel) aus PE/ Vlies und PP Polyethylene), gelb Blouse de protection à usage unique (blouse d'isolation) en PE/non-tissé et PP (Polyéthylène), jaune
Eigenschaften/Propriétés	Wasserabweisend, antibakteriell, schützt vor Insekten, lässt sich hinten schliessen, mit Bündchen am Ärmel, schützt vor ansteckenden Erregern mit denen der Patient infiziert ist. Hydrofuge, anti-bactériale et protection d'insectes ; se ferme derrière dans le dos, avec manchette, protège du transfert d'agents contagieux qui ont infecté le patient
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	PP Vlies/ non-tissé (Polypropylène) & PE (Polyéthylène)
Farbe/Couleur	Gelb/ jaune
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	137 cm x 110 cm, Einheitsgrösse 137 cm x 110 cm, Taille unique
Gewicht/Poids	PP 20 gr/m2 & PE 10 gr/m2
Reinigung/Nettoyage	n/a
Verpackung/Emballage	10 Stück/ Beutel, 10 Beutel/ Karton (100 Stück) 10 pièces/ sachet, 10 sachets/ carton (100 pièces)
Markierung/Marquage	CE
Lieferant / Hersteller Fournisseur / Fabricant	Risen Medical Products Co. Ltd. CN-Dongguang/ Guangdong Prov.
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> Ir <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III
e-class	40-01-20-08
Mi-Gel Code/ Code Lima	n/a
GMDN N°	35492



GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160168450 (Beutel/ sachet à 10 Stk/ pcs)
GTIN Ebene 2/ niveau 2	7640160168504 (Karton à 10 Beutel/ carton de 10 sachets)
GTIN Ebene 3/ niveau 3	n/a
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Notified Body / Nr.	n/a
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Wird von Mitarbeitern, bzw. Besuchern im Gesundheitswesen zum Schutz, zur Isolation gegenüber dem Patienten getragen und dient auch vor der Übertragung von Erregern oder Infektionen. Porté par les personnes de soins de santé ou visiteurs. La blouse d'isolation protège du transfert d'agents infectieux ou contagieux qui ont infecté le patient.
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par du personnel médical
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken und kühl lagern Conserver au sec et frais
Einwegprodukt/ <i>Produit jetable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	3 Jahre ab Produktionsdatum 3 ans après date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6210.1000

