



Touchmed® Hydrocoll ist eine moderne elastische, flexible und saugfähige Wundauflage, die aus einer inerten polymeren Klebstoffmatrix besteht, in welcher hydrophile Granulate aus CMC, Pektin und Gelatine dispergiert sind.

Wenn der Verband mit den biologischen Flüssigkeiten in Berührung kommt, geliert und hält er sie zurück und fördert so die Heilung in einer feuchten Umgebung. Die anschließende Entfernung der Wundauflage ist sicher und schmerzfrei.

Abgerundet wird der Verband durch eine Aussenschicht, die wasserdampfdurchlässig und für Flüssigkeiten und Bakterien undurchlässig ist. Abgerundet wird das Sortiment durch Formate mit Rand und dünne Formate.


Vorteile

- Fördert das autolytische Debridement
- Heilung in feuchter Umgebung
- Handlich und flexibel
- Für Kreuzbein und Ferse lieferbar
- Barriere gegen Bakterien

Indikationen

Die Touchmed® Hydrocoll-Reihe ist angezeigt zur Vorbeugung und zum Management von akuten oder chronischen Verletzungen mit einem mittleren oder niedrigen Gehalt an Exsudat, wie zum Beispiel:

- Ulzera der unteren Extremitäten
- Dekubitusverletzungen
- Diabetische Fussverletzungen
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Schürfwunden
- Nekrotischer Schorf
- Empfindliche Haut



Normal



Wundstadium



Absorption



Dünn




Wundstadium



Absorption



Die Version ohne Rand erfordert eine spezielle Fixierung.



Hydrokolloid

Polyurethanfilm