



Touchmed® Foam ist ein moderner hydroaktiver Verband aus gemischtzelligem Polyurethanschaum. Dieser saugfähige Verband ist für exsudierende Wunden unterschiedlicher Art bestimmt. Die besondere Struktur des Schaums fördert eine schnelle vertikale Absorption des Exsudats und erleichtert dessen Verbleib im Inneren des Verbands.


Das randlose Format kann ausgeschnitten und bequem an jeden Körperbereich angepasst werden, während es sich bei der Version mit Rand um einen kompletten, hochsaugfähigen Verband handelt, der den Polyurethanschaum, der im umrandeten Bereich verwendet wird, mit einer Zwischenschicht aus weichem Hydrokolloid kombiniert. Die große Vielfalt an Touchmed® Foam-Artikeln ermöglicht es dem Pflegepersonal nicht nur, die optimale Grösse, sondern auch die gewünschte Dicke und die ideale Form zu wählen.

Vorteile

- Verwendung unter einen elastischen Kompressionsverband
- Absorption und Management des Exsudats
- Leichte Anwendung
- Klebt nicht an der Wunde
- Semipermeabler äusserer Barrierefilm
- Heilung in feuchter Umgebung

Indikationen

- Touchmed® Foam ist als saugfähiger Verband für chronischen Verletzungen indiziert, insbesondere:
- Ulzera der unteren Extremitäten
 - Dekubitusverletzungen
 - Diabetische Fußverletzungen
 - Verbrennungen I. und II. Grades
 - Spenderbereiche
 - Onkologische Geschwüre



Normal



Wundstadium

1 2 3 4

Saugfähigkeit



Dünn



Wundstadium

1 2 3 4


Saugfähigkeit



Das randlose Format erfordert eine spezielle Fixierung



Wundauflage mit Rand



Wundauflage ohne Rand

