



Technical File für/Fiche technique pour GM30030

Artikelnummer/Référence	GM30030
Bezeichnung/Désignation	Gazekompressen Compresses de gaze
Beschreibung/Description	Gazekompressen, 10 x 20 cm, 17-fädig, 12-fach, steril EO, doppelt steril verpackt, Beutel à 10 Stück Compresses de gaze, 10 x 20 cm, 17-fils, 12-plis, stérile EO, double emballage, sachet de 10 pièces
Eigenschaften/Propriétés	Saugfähige Kompressen, Erstverpackung mit Zählkarte Compresses hydrophiles, emballage intérieur avec carte de tracabilité
Sterilität/Stérilité	<input type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input checked="" type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile simple emb. stérile double emb. stérile</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Baumwolle gewoben, hydrophil, Kanten nach innen gelegt, keine losen Fäden 100 % coton tissé, hydrophile, bords rentrés, pas de fils en apparence
Farbe/Couleur	Weiss / blanc
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	10 x 20 cm
Gewicht/Poids	2360 g Schachtel / Boîte
Reinigung/Nettoyage	n/a



Verpackung/Emballage	Schachtel à 30 Beutel/ Karton à 2 Schachteln à 30 Beutel Boîte de 30 sachets/ carton de 2 boîtes de 30 sachets
Markierung/Marquage	CE
Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Dealfa, I-20052 Monza
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> Ir <input checked="" type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III
e-class	34-21-02-91
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160169372
GTIN Ebene 2/ niveau 2	7640160169365
GTIN Ebene 3/ niveau 3	7640160166562
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Notified Body / Nr.	0425
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Zur Wundversorgung Traitement des plaies
Anwender <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern (8 – 30 °C) Garder au frais et au sec (8 – 30 °C)
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum 5 ans après la date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000