



Technical File für/Fiche technique pour GM30035

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer/Référence | GM30035 |
| Bezeichnung/Désignation | Gazekompressen, steril Compresses de gaze, stérile |
| Beschreibung/Description | Gazekompressen, 10 x 20 cm mit RX, 17-fädig, 12-fach, steril EO, doppelt steril verpackt, Beutel à 10 Stück Compresses de gaze, 10 x 20 cm avec RX, 17-fils, 12-plis, stérile EO, double emballage, sachet de 10 pièces |
| Eigenschaften/Propriétés | Mit Baumwoll-RX-Faden, Saugfähige Kompressen, Erstverpackung mit Zählkarte Avec fil-RX en coton, Compresses hydrophiles, emballage intérieur avec carte de tracabilité |
| Sterilität/Stérilité | <input type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input checked="" type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile simple emb. stérile double emb. stérile</i> |
| Material/Zusammensetzung Matériel/Composition | 100 % Baumwolle gewoben, hydrophil, Kanten nach innen gelegt, keine losen Fäden 100 % coton tissé, hydrophile, bords rentrés, pas de fils en apparence |
| Farbe/Couleur | Weiss / blanc |
| Masse / Kapazität Dimensions/Capacité | 10 x 20 cm |
| Gewicht/Poids | 2390 g = Schachtel / Boîte; 5600 g = Karton/ carton |
| Reinigung/Nettoyage | n/a |
| Verpackung/Emballage | Schachtel à 30 Beutel/ Karton à 2 Schachteln à 30 Beutel Boîte de 30 sachets/ carton de 2 boîtes de 30 sachets |
| Markierung/Marquage | CE |



