



Technical File für/Fiche technique pour GM30050

Artikelnummer/Référence	GM30050
Bezeichnung/Désignation	Bauchtücher Compresses abdominales
Beschreibung/Description	Bauchtücher mit RX, 50 x 60 cm, 20-fädig, 4-fach, steril EO, doppelt steril verpackt, Beutel à 5 Stück Compresses abdominales avec RX, 50 x 60 cm, 20-fils, 4-plis, stérile EO, double emballage, sachet de 5 pièces
Eigenschaften/Propriétés	Saugfähige Kompressen, Erstverpackung mit Zählkarte Compresses hydrophiles, emballage intérieur avec carte de tracabilité
Sterilität/Stérilité	<input type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input checked="" type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile</i> <i>emb. simple stérile</i> <i>emb. double stérile</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Baumwolle gewoben, hydrophil, Kanten nach innen gelegt, keine losen Fäden 100 % coton tissé, hydrophile, bords rentrés, pas de fils en apparence
Farbe/Couleur	Weiss / blanc
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	50 x 60 cm
Gewicht/Poids	1700 g Schachtel / boîte
Reinigung/Nettoyage	n/a
Verpackung/Emballage	Beutel à 5 Stück, Schachtel à 8 Beutel, Karton à 4 Schachteln Sachet de 5 pièces, boîte de 8 sachets, carton de 4 boîtes
Markierung/Marquage	CE
Lieferant / Hersteller Fournisseur / Fabricant	Dealfa, I-20052 Monza



Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input checked="" type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-21-09-02						
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160167408						
GTIN Ebene 2/ niveau 2	7640160167170						
GTIN Ebene 3/ niveau 3	7640160167187						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Notified Body / Nr.	0425						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Saugende Abdeckungen für grosse Thoraxverletzungen Comresse absorbante pour grande lésion du thorax						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern (8 – 30 °C) Garder au frais et au sec (8 – 30 °C)						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input checked="" type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur						
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Herstellungsdatum 5 ans après la date de production						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	3005.9000						

