



Technical File für/Fiche technique pour *Schutzhauben/ Coiffe de protection*

Artikelnummer/Référence	70250						
Bezeichnung/Désignation	Einmalschutzhaube aus Vlies, blau Coiffe de protection en non-tissé à usage unique						
Beschreibung/Description	Einmalschutzhaube aus Vlies, blau mit Gummizug Coiffe de protection en non-tissé à usage unique avec élastique						
Eigenschaften/Propriétés	Universalgrösse mit Gummizug Taille universelle avec élastique						
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Vlies 100 % non-tissé						
Farbe/Couleur	Blau/ bleu						
Gewicht/Poids							
Reinigung/Nettoyage	n/a						
Verpackung/Emballage	Beutel à 100 Stück						
Markierung/Marquage							
Lieferant / Hersteller Fournisseur / Fabricant	Risen Int.l CN Dongguang						
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-15-01-03						
Mi-Gel Code/ Code Lima	n/a						
GMDN N°	32297						
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160168528						
GTIN Ebene 2/ niveau 2	n/a						
GTIN Ebene 3/ niveau 3	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> DEHP					
Bioburden-Test vorhanden Essai bioburden disponible	<input type="checkbox"/> Ja/Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non					
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck Utilisation prévue	Kopfbedeckung, die während der Operation vom OP-Personal getragen wird, um diese selbst und den Patienten vor der Übertragung von Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten und Partikeln zu schützen. Wird auch zum Schützen beim hygienischen Verpacken aller Art eingesetzt. Dient						



	<p>ebenfalls für Besucher auf Intensiv- oder Isolationsstationen, damit diese sich und den Patienten schützen.</p> <p>Élément de protection de la tête, non stérile, servant de coiffe destinée à être portée par le personnel chirurgical pendant une opération afin de protéger le patient et le personnel lui-même du transfert de micro-organismes, de liquides biologiques et de particules. Aussi utilisé dans l'industrie alimentaire pendant la production.</p> <p>Par ailleurs utilisé aussi par les visiteurs dans les stations intensive ou d'Isolation afin de protéger le visiteur ainsi que le patient.</p>
Anwender <i>Utilisateur</i>	<p>Durch medizinisches Fachpersonal; sowie auch durch Personen der Industrie, v.a. in der Lebensmittelbranche wo Hygienevorschriften eingehalten werden müssen.</p> <p>Par personnes du secteur médical, ainsi que dans l'industrie alimentaire, par tout le monde qui doit faire suite au standard hygiénique.</p>
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	<p>Kühl und Trocken aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen; bei min. 8° C, max. 30° C</p> <p>Conserver au sec et frais, protéger des rayons de soleil directes, min. à 8° C, max 30° C</p>
Einwegprodukt/ <i>Produit jetable</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/Durabilité	<p>3 Jahre nach Produktionsdatum</p> <p>3 ans après date de production</p>
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6210.1000

