



Technical File für/Fiche technique pour » forni-flac » Urinbeutel – sac à urine

Artikelnummer/Référence	00380
Bezeichnung/Désignation	forni-flac Urinbeutel 2000 ml, unsteril mit Kreuzausgang forni-flac sac à urine 2000 ml, non stérile avec sortie en croix
Beschreibung/Description	forni-flac Urinbeutel (Bettbeutel) 2000 ml, unsteril mit Rücklaufventil, Sicherheits-Kreuzausgang und 90 cm Schlauch forni-flac sac à urine (sac pour le lit) 2000 ml, non stérile avec valve anti-retour, sortie de sécurité en croix et tuyau de 90 cm
Eigenschaften/Propriétés	Mit Graduierung 100 ml, bzw. 500 ml (blaue Striche) und beidseitig je 1 perforierte Öse an der Beuteloberseite zur Aufhängung (Anbringung) mittels Halter am Bett Avec indication de volume chaque 100 ml, soit 500 ml (lignes bleues) et de chaque côté du sac une perforation pour la suspension (fixation) au lit à l'aide d'un support
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. double stérile</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % PVC, Rückseite weiss, Vorderseite transparent 100 % PVC, sur l'arrière blanc, devant transparent
Farbe/Couleur	Weiss/ transparent Blanc/ transparent
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Beutel/ Sac: Inhalt/ volume: 2000 ml ± 15 %, Länge/ longueur 250 mm + 2 mm, Breite/ largeur 180 mm + 2 mm Schlauch/ tube: Länge/ longueur: 90 cm, durchsichtig/ transparent Ø Aussen / dehors: Ø 7 mm Ø Innen/ intérieur: Ø 6.5 mm
Gewicht/Poids	1 carton de 250 pièces = 12.5 kg
Reinigung/Nettoyage	n/a
Verpackung/Emballage	Beutel à 10 Stück, Karton à 25 Beutel (250 Stück) Sachet de 10 pièces, carton de 25 sachets (250 pièces)
Markierung/Marquage	CE



