



Technical File für/Fiche technique pour 01232

Artikelnummer/Référence	01232
Bezeichnung/Désignation	OP-Socken Chaussettes OP
Beschreibung/Description	Forni-sock «G» OP -Einmalsocken, gelegt, Universalgrösse Forni-sock «G» OP – usage unique, pliées, taille unique
Eigenschaften/Propriétés	Für OP-Personal: Angenehmer Tragkomfort und guter Sitz durch elastisches Bündchen Pour personnel du bloc opératoire; confortable à porter grâce à la bordure élastique
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. simple stérile emb. double stérile</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	45.5 % Baumwolle, 54 % Polyester + 0.5 % Gummi (umspinnenes Gummi), kein direkter Hautkontakt 45.5 % coton, 54 % polyester + 0.5 % élastique (recouvert ; pas de contact direct avec la peau)
Farbe/Couleur	Weiss/ blanc
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	Universalgrösse Taille unique
Gewicht/Poids	2200 g/ Beutel/ sachet; 10 kg Karton/carton
Reinigung/Nettoyage	n/a
Verpackung/Emballage	Beutel à 200 Stück/ sachet de 200 pièces Karton à 4 Beutel/ carton de 4 sachets
Markierung/Marquage	CE
Lieferant / Hersteller Fournisseur / Fabricant	Miro DE-Wiehl



Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-15-01-04						
GTIN Ebene 1/niveau 1	7640160169426						
GTIN Ebene 2/ niveau 2	7640160169570						
GTIN Ebene 3/ niveau 3							
Enthält/Contient	<input checked="" type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP						
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Präoperative Vorbereitungen der Patienten; Komplettierung der OP-Kleidung Préparation préopérative des patients; Complète les vêtements pour salle d'OP						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme über 25 °C u/o Kälte (unter 10°C) lagern. Stocker au sec, ne pas laisser pour longtemps à la chaleur passé 25°C et/ou au froid (sous 10°C).						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non						
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur						
Haltbarkeit/Durabilité	5 Jahre ab Produktionsdatum 5 ans après la date de production						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6115.9500						

