



**Technical File für/Fiche technique pour : Schulterfixationsverband Typ « Gil Christ »**  
**Bandage de fixation pour l'épaule type « Gil Christ »**

<b>Artikelnummer/Référence</b>	<b>45204 - 45211</b>			
<b>Bezeichnung/Désignation</b>	Forni – Schulterfixationsverband Typ « Gil Christ », blau Forni – Bandage de fixation pour l'épaule type « Gil Christ », bleu			
<b>Beschreibung/Description</b>	Forni – Schulterfixationsverband Typ « Gil Christ », blau mit Klick-Verschluss, beidseitig verwendbar Forni – Bandage de fixation pour l'épaule type « Gil Christ », bleu avec fermeture clip, utilisable des deux côtés (gauche et droite)			
<b>Eigenschaften/Propriétés</b>	Sers à immobiliser l'épaule après des fractions ; les 2 bandes sont ajustables - l'une qui va au tour du cou pour ajuster la longueur, ainsi que celle au tour de la taille.			
<b>Sterilität/Stérilité</b>	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril non stérile	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt emb. stérile simple	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt emb. stérile double	
<b>Material/Zusammensetzung Matériel/Composition</b>	100 % Polyamid 100 % Polyamide			
<b>Farbe/Couleur</b>	Dunkelblau/ bleu foncé			
<b>Grösse / Taille Gewicht/ poids GTIN</b>	<b>Ref.</b>	<b>Grösse/Taille</b>	<b>Gewicht/ poids</b>	<b>GTIN</b>
	45211	Small	165 gr	7640160163196
	45212	Medium	185 gr	7640160163202
	45213	Large	205 gr	7640160163219
	45204	X-Large	230 gr	8435025952447
<b>Masse Mesures</b>	<b>Ref</b>	<b>Grösse/ Taille</b>	<b>Armlänge/ Longueur bras</b>	<b>Armhöhe/ hauteur bras</b>
	45211	Small	25 cm	15 cm
	45212	Medium	30 cm	18 cm
	45213	Large	35 cm	20 cm
	45204	X-Large	44 cm	23 cm



<b>Reinigung/Nettoyage</b>	 Nicht im Tumbler trocknen Ne pas sécher dans le tumbler						
<b>Verpackung/Emballage</b>	1 Stück/ Karton 1 pièce/ carton						
<b>Markierung/Marquage</b>	CE						
<b>Lieferant / Hersteller</b> <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Forni Medical GmbH – CH-9014 Kradolf						
<b>Medizinproduktklasse</b> <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
<b>e-class</b>	34-20-02-03						
<b>Mi-Gel Code/ Code Lima</b>	05.09.01.00.1						
<b>GMDN N°/ UMDNS</b>	44878/ 13-622						
<b>GTIN Ebene 1/niveau 1</b>	Siehe Tabelle Seite 1/ voir tableau page 1						
<b>GTIN Ebene 2/niveau 2</b>	n/a						
<b>GTIN Ebene 3/niveau 3</b>	n/a						
<b>Enthält/Contient</b>	<input type="checkbox"/> Latex			<input type="checkbox"/> DEHP			
<b>Bioburden-Test vorhanden</b> <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
<b>Notified Body / Nr.</b>	n/a						
<b>Verwendungszweck</b> <i>Utilisation prévue</i>	Zur Ruhigstellung und Immobilisation von leichten Frakturen an Arm und Schulter Pour l'immobilisation et la contention du membre supérieur et du bras, après fractures légères						
<b>Anwender</b> <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par du personnel médical						
<b>Lagerbedingungen</b> <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 5° - 30 °C Stocker au sec, entre 5° et 30°C						
<b>Einwegprodukt/Produit jetable</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui			<input type="checkbox"/> Nein/Non			
<b>Sterilisierbares Produkt</b> <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
<b>Sterilisierbar mit</b> <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma		<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur		
<b>Haltbarkeit/Durabilité</b>	10 Jahre ab Produktionsdatum 10 ans après date de production						
<b>Zolltarifnummer</b> <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.9000						