



Technical File für/Fiche technique pour *Gilets Confort*

Artikelnummer/Référence	45700 - 45711
Bezeichnung/Désignation	Forni – Orthopädische Weste Confort, blau Forni – Gilet orthopédique Confort, bleu
Beschreibung/Description	Forni – Orthopädische Weste, Confort, blau, beidseitig verwendbar Forni – Gilet orthopédique Confort, bleu, réversible
Eigenschaften/Propriétés	<p>Beidseitig verwendbar, dehnbar und mittels diversen Klettverschlüssen schliessbar. Dank den flexiblen Laschen zur Armfixierung ist das Gilet auch für spezielle Körpermasse, abweichend vom Standard, gut und leicht fixierbar. Ein grosser Vorteil ist, dass das ganze Rückenteil über einen hohen Baumwollanteil verfügt = luftdurchlässig und atmungsaktiv. Es empfiehlt sich ein Baumwollshirt darunter zu tragen. Waschbar, latexfrei Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!!</p> <p>Réversible, un peu extensible et se ferme au moyen de fermetures velcro. Grâce aux languettes flexibles pour la fixation du bras, le gilet est agréable à porter ainsi qu'à mettre, même pour tailles en dehors du standard. Un grand avantage est que la partie dorsale de ce gilet possède une haute partie de coton = laisse respirer la peau et est perméable à l'air. Nous proposons de porter un shirt en coton en-dessous. Lavable, sans latex Veuillez s.v.p. respecter le mode d'emploi.</p>
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	50 % Baumwolle & 50 % Polyester (Foam) 50 % coton & 50 % polyester (Foam)
Farbe/Couleur	Royalblau/ Bleu royale
Reinigung/Nettoyage	<p>Wichtig: Vor dem Waschen alle Klettverschlüsse schliessen! Important: Avant lavage fermer tous les velcros !</p> <p> Nicht im Tumbler trocknen Ne pas sécher dans le tumbler</p>
Markierung/Marquage	CE
Verpackung/Emballage	Schachtel à 1 Stück/ boîte de 1 pièce



Masse / Dimensions Kapazität /Capacité Gewicht/ poids	Ref.	Grösse/ Taille	Diverses	Gewicht/ poids	GTIN		
	45700	XXX-Small	Nr. 00 kleine Kinder	260 gr	7640160167972		
	45701	XX-Small	Nr. 01 Kinder	280 gr	7640160163301		
	45703	X-Small	Nr. 02	300 gr	7640160163318		
	45705	Small	Nr. 03	350 gr	7640160163325		
	45707	Medium	Nr. 04	380 gr	7640160163332		
	45709	Large	Nr. 05	420 gr	7640160163349		
	45711	X-Large	Nr. 06	550 gr	7640160163356		
Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Forni Medical GmbH CH-9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-02-03						
Mi-Gel Code/ Code Lima	05.09.01.00.1						
GMDN N°/ UMDNS	44878 / 13-622						
GTIN Ebene 1/niveau 1	1 Schachtel (Stück) siehe Tabelle 1 boîte (pièce) voir le tableau						
GTIN Ebene 2/niveau 2	n/a						
GTIN Ebene 3/niveau 3	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Zur Ruhigstellung von chirurgischen Wunden; Festhaltung von Arm, Schulter und Schulterblatt nach operativen Eingriffen und zur Abduktionsbegrenzung des Schultergelenks Pour l'immobilisation et la contention du membre supérieur ; spécialement adapté aux lésions de l'épaule et de la ceinture scapulaire, après des interventions opératives						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par du personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 5° - 30 °C Stocker au sec, entre 5° et 30°C						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja pro Patient <i>Oui par patient</i>		<input type="checkbox"/> Nein/Non				
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO	<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rays gamma	<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur				
Haltbarkeit/Durabilité	10 Jahre ab Produktionsdatum 10 ans après date de production						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6004.1000						

