



Technical File für/Fiche technique pour *Gilets Perforé*

Artikelnummer/Référence	45749 - 45763
Bezeichnung/Désignation	Forni – Orthopädische Weste Perforé, blau Forni – Gilet orthopédique Perforé, bleu
Beschreibung/Description	Forni – Orthopädische Weste, Perforé, blau, beidseitig verwendbar Forni – Gilet orthopédique Perforé, bleu, réversible
Eigenschaften/Propriétés	<p>Beidseitig verwendbar, dehnbar und mittels diversen Klettverschlüssen schliessbar. Dank den flexiblen Laschen zur Armfixierung ist das Gilet auch für spezielle Körpermasse, abweichend vom Standard, gut und leicht fixierbar. Ein grosser Vorteil ist, dass das ganze Rückenteil über einen hohen Baumwollanteil verfügt = luftdurchlässig und atmungsaktiv. Es empfiehlt sich ein Baumwollshirt darunter zu tragen. Waschbar, latexfrei Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!!</p> <p>Réversible, un peu extensible et se ferme au moyen de fermetures velcro. Grâce aux languettes flexibles pour la fixation du bras, le gilet est agréable à porter ainsi qu'à mettre, même pour tailles en dehors du standard. Un grand avantage est que la partie dorsale de ce gilet possède d'une haute partie de coton = laisse respirer la peau et est perméable à l'aire. Nous proposons de porter un shirt en coton en-dessous. Lavable, sans latex Veuillez s.v.p. respecter le mode d'emploi.</p>
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input checked="" type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>
Material/Zusammensetzung <i>Matériel/Composition</i>	50 % Baumwolle & 50 % Polyester (Foam) 50 % coton & 50 % polyester (Foam)
Farbe/Couleur	Royalblau/ Bleu royale
Reinigung/Nettoyage	<p>Wichtig: Vor dem Waschen alle Klettverschlüsse schliessen! Important: Avant lavage fermer tous les velcros !</p> <p> Nicht im Tumbler trocknen Ne pas sécher dans le tumbler</p>
Markierung/Marquage	CE
Verpackung/Emballage	Schachtel à 1 Stück/ boîte de 1 pièce



Masse / Dimensions Kapazität /Capacité Gewicht/ poids	Ref.	Grösse/ Taille	Diverses	Gewicht/ poids	GTIN		
	45749	XXXX-Small	Nr. -1 Kleinkinder	240 gr	7640160166340		
	45750	XXX-Small	Nr. 0 kleine Kinder	260 gr	7640160163363		
	45751	XX-Small	Nr. 01 Kinder	280 gr	7640160163370		
	45753	X-Small	Nr. 02	300 gr	7640160163387		
	45755	Small	Nr. 03	360 gr	7640160163394		
	45757	Medium	Nr. 04	380 gr	7640160163400		
	45759	Large	Nr. 05	387 gr	7640160163417		
	45761	X-Large	Nr. 06	438 gr	7640160163424		
	45763	XX-Large	Nr. 07	466 gr	7640160163431		
Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Forni Medical GmbH CH-9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-02-03						
Mi-Gel Code/ Code Lima	05.09.01.00.1						
GMDN N°/ UMDNS	44878 / 13-622						
GTIN Ebene 1/niveau 1	1 Schachtel (Stück) siehe Tabelle 1 boîte (pièce) voir le tableau						
GTIN Ebene 2/niveau 2	n/a						
GTIN Ebene 3/niveau 3	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP				
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Zur Ruhigstellung von chirurgischen Wunden; Festhaltung von Arm, Schulter und Schulterblatt nach operativen Eingriffen und zur Abduktionsbegrenzung des Schultergelenks Pour l'immobilisation et la contention du membre supérieur ; spécialement adapté aux lésions de l'épaule et de la ceinture scapulaire, après des interventions opératives						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par du personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 5° - 30 °C Stocker au sec, entre 5° et 30°C						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja pro Patient		<i>Oui par patient</i>	<input type="checkbox"/> Nein/Non			
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non				
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma	<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur			
Haltbarkeit/Durabilité	10 Jahre ab Produktionsdatum 10 ans après date de production						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6004.1000						



