




Technical File für/Fiche technique pour *Gilets Natura*

Artikelnummer/Référence	45902 - 45912
Bezeichnung/Désignation	Forni – Orthopädische Weste Natura, blau Forni – Gilet orthopédique Natura, bleu
Beschreibung/Description	Forni – Orthopädische Weste, Natura blau, anti-allergisch Forni – Gilet orthopédique Natura, bleu, anti- allergique
Eigenschaften/Propriétés	Spezifisch rechts oder links verwendbar, dehnbar und mittels diversen Klettverschlüssen schliessbar. Dank den flexiblen Laschen zur Armfixierung ist das Gilet auch für spezielle Körpermasse, abweichend vom Standard, gut und leicht fixierbar. Ein grosser Vorteil ist, dass dieses Model Natura aus Trikot 90 % Baumwolle ist = luftdurchlässig und atmungsaktiv und demzufolge antiallergisch ist. Auch im Sommer angenehm zu tragen, Waschbar, latexfrei Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!! Spécifiquement conçu pour le côté droit ou gauche , un peu extensible et se ferme au moyen de fermetures velcro. Grâce aux languettes flexibles pour la fixation du bras, le gilet est agréable à porter ainsi qu'à mettre, même pour tailles en dehors du standard. Un grand avantage est que ce modèle NATURA soit en tricot 90 % coton = laisse respirer la peau et est perméable à l'aire et est antiallergique. Celui-ci est aussi agréable à porter en été. Lavable, sans latex Veuillez s.v.p. respecter le mode d'emploi.
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>
Material/Zusammensetzung <i>Matériel/Composition</i>	90 % Baumwolle & 10 % Polyester (Foam) 90 % coton & 10 % polyester (Foam)
Farbe/Couleur	Royalblau/ Bleu royale
Reinigung/Nettoyage	Wichtig: Vor dem Waschen alle Klettverschlüsse schliessen! Important: Avant lavage fermer tous les velcros !  Nicht im Tumbler trocknen Ne pas sécher dans le tumbler
Markierung/Marquage	CE



Masse / Dimensions Kapazität /Capacité Gewicht/ poids	Ref.	Grösse/ Taille	Schulter / épaule	Gewicht/ poids	GTIN
	45901	XX-Small	links / gauche Nr. 1	286 g	7640160163448
	45902	Kinder	rechts / droite Nr. 1	286 gr	7640160163455
	45903	X-Small	links / gauche Nr. 2	315 gr	7640160163462
	45904	Kinder	rechts / droite Nr. 2	315 gr	7640160163479
	45905	Small	links / gauche Nr. 3	352 gr	7640160163486
	45906	Erwachsene	rechts / droite Nr. 3	352 gr	7640160163493
	45907	Medium	links / gauche Nr. 4	390 gr	7640160163509
	45908	Erwachsene	rechts / droite Nr. 4	390 gr	7640160163516
	45909	Large	links / gauche Nr. 5	434 gr	7640160163523
	45910	Erwachsene	rechts / droite Nr. 5	434 gr	7640160163530
	45911	X-Large	links / gauche Nr. 6	476 gr	7640160163547
	45912	Erwachsene	rechts / droite Nr. 6	476 gr	7640160163554
Verpackung/Emballage	Schachtel à 1 Stück/ boîte de 1 pièce				
Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Forni Medical GmbH CH-9214 Kradolf				
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-02-03				
Mi-Gel Code/ Code Lima	05.09.01.00.1				
GMDN N°/ UMDNS	44878 13-622				
GTIN Ebene 1/niveau 1	1 Schachtel (Stück) siehe Tabelle / 1 boîte (pièce) voir le tableau				
GTIN Ebene 2/niveau 2	n/a				
GTIN Ebene 3/niveau 3	n/a				
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex		<input type="checkbox"/> DEHP		
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non		
Notified Body / Nr.	n/a				
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Zur Ruhigstellung von chirurgischen Wunden; Festhaltung von Arm, Schulter und Schulterblatt nach operativen Eingriffen und zur Abduktionsbegrenzung des Schultergelenks Pour l'immobilisation et la contention du membre supérieur ; spécialement adapté aux lésions de l'épaule et de la ceinture scapulaire, après des interventions opératives				
Anwender Utilisateur	Durch medizinisches Fachpersonal / Par du personnel médical				
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken lagern, zwischen 5° - 30 °C Stocker au sec, entre 5° et 30°C				
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja pro Patient <i>Oui par patient</i>		<input type="checkbox"/> Nein/Non		
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui		<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non		
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO	<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma		<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur	



Haltbarkeit/Durabilité	10 Jahre ab Produktionsdatum / 10 ans après date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6004.1000

