



Technical File für/Fiche technique pour 70006

Artikelnummer/Référence	70006						
Bezeichnung/Désignation	Mundschutzmasken Typ IIR zum Binden Masques de protection tipe IIR à attacher						
Beschreibung/Description	Chirurgische Mundschutzmaske , 3-lagig beidseitig zum Binden, biegbaren Nasenband, blau Masque de protection chirurgicale , 3-couches à attacher des deux côtés et band au niveau du nez flexible, bleu						
Eigenschaften/Propriétés	Nach Standard EN14683:2019+AC:2019 Zum Binden, latexfrei, Typ IIR, 98 – 99 % BRF Selon standard EN14683 :2019+AC :2019 Attaches des 2 côtés, sans latex, Typ IIR						
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <i>non 1terile</i>	<input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <i>emb. Simple 1terile</i>	<input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>emb. Double stérile</i>				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Vlies (70 % Viscose & 30 % Polyester) 100 % non tissé (70 % viscose & 30 % polyestèr)						
Farbe/Couleur	Blau/ bleu						
Masse / Kapazität Dimensions/Capacité	17.5 x 9.5 cm						
Gewicht/Poids	252 g/ Schachtel/ boîte						
Reinigung/Nettoyage	n/a						
Verpackung/Emballage	Schachtel à 50 Stück (2 Beutel à 25 Stk.) /Karton à 40 Schachteln Boîte de 50 pièces/ (2 sachets de 25 pcs) Carton de 40 boîtes						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Hersteller Fournisseur / Fabricant EC REP	Forni medical gmbh – CH-9214 Kradolf/ Haian Medigauze Co. Ltd, CN-226633 Haian, Jiangsu Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) DE-20537Hamburg						
Medizinproduktklasse Classe dispositifs médicaux	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> Iia	<input type="checkbox"/> Iib	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-15-90-90						



GMDN	35117
GTIN Ebene 1/niveau 1	
GTIN Ebene 2/ niveau 2	n/a
GTIN Ebene 3/ niveau 3	n/a
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex <input type="checkbox"/> DEHP
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Notified Body / Nr.	n/a
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Die Masken werden über Mund und Nase getragen, um eine Übertragung von Organismen über die Luft während eines Eingriffs oder einer Untersuchung zu vermeiden. Dient auch zur Prävention vor Ansteckungsgefahr bei Infektionen und sonstigen Krankheiten für Jedermann. Les masques sont portés par-dessus de la bouche et le nez pour éviter la transmission d'organismes dans l'air lors d'une opération ou d'un examen. Sert également à prévenir le risque d'infection et d'autres maladies pour tout le monde.
Anwender <i>Utilisateur</i>	Medizinisches Fachpersonal Personnel médical
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Kühl und trocken lagern (8 – 30 °C); vor direkter Sonneneinstrahlung schützen – Feuchtigkeit max. 60 % Garder au frais et au sec (8 – 30 °C) ; protéger de la pénétration du soleil directe – humidité max : 60 %
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui <input type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui <input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO <input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma <input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur
Haltbarkeit/ <i>Durabilité</i>	3 Jahre ab Produktionsdatum 3 ans après date de production
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	6307.9099

