



Technical File für/Fiche technique pour Armtraggurte - Bretelles pour bras

Artikelnummer/Référence	84004 - 84018				
Bezeichnung/Désignation	Forni-Armtraggurte in diversen Farben Forni-Bretelles pour bras en différentes couleurs				
Beschreibung/Description	Forni-Armtraggurte für Erwachsene und Kinder aus Baumwolle Forni-Bretelle pour bras pour adultes et enfants en coton				
Eigenschaften/Propriétés	Grössenverstellbar mittels einer Metallschnalle Ajustables au moyen d'une boucle en métal				
Sterilität/Stérilité	<input checked="" type="checkbox"/> unsteril <input type="checkbox"/> einfach steril verpackt <input type="checkbox"/> doppelt steril verpackt <i>non stérile emb. stérile simple emb. stérile double</i>				
Material/Zusammensetzung Matériel/Composition	100 % Baumwolle; Schnalle aus Metall 100 % Coton; boucle en métal				
Farbe/Couleur	Rot, blau, schwarz und multicolor Rouge, bleu, noir et multicolore				
Masse / Tailles Farben/ couleurs Gewicht/ poids GTIN	Ref.	Grösse/ Taille	Farbe couleur	Gewicht poids	GTIN 1 Beutel/ sachet
	Enfants	Kinder			
	84004	3.5 x 150 cm	Rot/ rouge	400 gr	7640160165282
	84006	3.5 x 150 cm	Bunt/ multicolore	400 gr	7640160165299
	84008	3.5 x 150 cm	Schwarz/ noir	365 gr	7640160165305
	Adultes	Erwachsene			
	84012	3.5 x 200 cm	Blau/ bleu	550 gr	7640160165329
	84014	3.5 x 200 cm	Rot/ rouge	550 gr	7640160165336
	84016	3.5 x 200 cm	Bunt/ multicolore	550 gr	7640160165343
	84018	3.5 x 200 cm	Schwarz/ noir	550 gr	7640160165350



Reinigung/Nettoyage	Handwäsche bis 30°C, an der Luft trocknen, nicht im Tumbler Laver à la main jusqu'à 30 °C, laisser sécher à l'aire libre, ne pas mettre dans le sécheur.						
Verpackung/Emballage	Beutel à 10 Stück/ Sachet de 10 pièces						
Markierung/Marquage	CE						
Lieferant / Hersteller <i>Fournisseur / Fabricant</i>	Forni Medical GmbH, CH-9214 Kradolf						
Medizinproduktklasse <i>Classe dispositifs médicaux</i>	<input checked="" type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> Im	<input type="checkbox"/> Is	<input type="checkbox"/> Ir	<input type="checkbox"/> IIa	<input type="checkbox"/> IIb	<input type="checkbox"/> III
e-class	34-20-05-06						
Mi-Gel Code <i>Code Lima</i>	Ref: 84004 - 84008 (Kinder/ enfants)			Code: 05.10.01.00.1			
	Ref: 84012 – 84018 (Erwachsene/ adultes)			Code: 05.10.02.00.1			
GMDN N°	13622						
GTIN Ebene 1/niveau 1	Siehe Tabelle Seite 1/ voir tableau page 1						
GTIN Ebene 2/niveau 2	n/a						
GTIN Ebene 3/niveau 3	n/a						
Enthält/Contient	<input type="checkbox"/> Latex			<input type="checkbox"/> DEHP			
Bioburden-Test vorhanden <i>Essai bioburden disponible</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
Notified Body / Nr.	n/a						
Verwendungszweck <i>Utilisation prévue</i>	Dient dazu einen verletzten Arm während der Heilungsphase zu stützen und zu mobilisieren sowie dessen Bewegungsumfang einzuschränken. Utilisé pour soutenir le bras blessé pendant la phase de réhabilitation et de l'immobiliser. Serve aussi à réduire le radium de mouvement						
Anwender <i>Utilisateur</i>	Durch medizinisches Fachpersonal Par du personnel médical						
Lagerbedingungen <i>Conditions de stockage</i>	Trocken bei 8 bis max. 30 °C lagern Stocker au sec entre 8 et max 30 °C						
Einwegprodukt/Produit jetable	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Oui			<input type="checkbox"/> Nein/Non			
	Patientenbezogen/ par patient						
Sterilisierbares Produkt <i>Produit stérilisable</i>	<input type="checkbox"/> Ja/Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Nein/Non			
Sterilisierbar mit <i>Stérilisable avec</i>	<input type="checkbox"/> EO		<input type="checkbox"/> Gamma-Strahlen/Rayons gamma		<input type="checkbox"/> Dampf/Vapeur		
Haltbarkeit/Durabilité	10 Jahre ab Produktionsdatum 10 ans après date de production						
Zolltarifnummer <i>Numéro tarifaire douanier</i>	9021.9000						

